

# HEBEL HEBEL FORCEPS FORCEPS


ヘーベル鉗子

- ▶ 浮いた残根をそのまま鉗子で掴める！
- ▶ 「脱臼」と「抜歯」をこれ一本！
- ▶ ヘーベル部先端は取り替え可能！

全長 = 最短時：145mm ・ 最長時：155mm




## ▶ HOW TO USE



1. ヘーベル側で脱臼します。



2. 浮いた残根を鉗子側で掴みます。



3. そのまま抜歯します。

商品説明  
ムービーは  
コチラ！



ヘーベル鉗子  
CODE NO.26500  
標準価格：¥85,000

医療機器届出番号：09B2X00010000382 一般医療機器・歯科用エレベータ

